

www.hasmedical.com



# Salutem

MEDICAL OZONE GENERATOR



Turkey  
Discover  
the potential



# Salutem

MEDICAL OZONE GENERATOR

## Teknik Özellikler

Ekran Ölçüsü	7 inch
Ekran tipi Geçirgen	Renkli TFT LCD
Çözünürlük	800 X 480
Arabirim	Dijital, Paralel 8-bit RGB
Giriş Voltajı	200-240 V AC 50Hz-60Hz
Güç Harcama	264 Watt(Tam Yük)
Çıkış Ozon Dozları	0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 ug/ml
Tolerans	+ - %5 22 °C sıcaklıkta
Yükseklik x Genişlik x Derinlik(cm)	155 X 350 X 520
Ağırlık	10 kg
Akış oranı	0,6 ml/dk
İç basınç	600 mbar
Vakum değeri	-725 mbar
Çalışma Sıcaklığı	10 - 40 °C
Optimum Ozon	22 - 27 °C
Çalışma Nemi	%35 - %80 RH
Depolama Sıcaklığı	-10 ile 60 °C arası



[www.hasmedical.com](http://www.hasmedical.com)

**HAS**  
Medical Equipments



**Salitem**  
MEDICAL OZONE GENERATOR